

Tonojet L900

Coni monouso per tonometro di Goldmann



Progettati per poter essere utilizzati su ogni tipo di tonometro di Goldmann, i coni monouso per tonometro Tonojet L900 rappresentano la soluzione al problema della sterilizzazione dei prismi di misurazione "standard", allontanando definitivamente il rischio di trasmissione di agenti patogeni attraverso il film lacrimale.

I coni monouso per tonometro Tonojet L900 sono provvisti di una speciale finitura opaca della superficie esterna atta a eliminare il rischio di riflessi indesiderati che potrebbero invalidare la precisione della misurazione.

Sterilizzazione: Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento: I coni monouso per tonometro di Goldmann Tonojet L900 sono confezionati singolarmente, sterili, in apposite buste contenute in scatola di cartone. Ogni confezione contiene 100 coni monouso Tonojet L900 e un foglietto illustrativo.

Presenza di lattice naturale o derivati: Latex Free.

Fabbricante: Luneau – France

Codice: VA.05.001

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici – RDM
74975/R

Dispositivo non invasivo - Classe I

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q0299